

組別	表單	檢驗單是否開放於斗六分院採檢	檢驗單開放採檢，但下列項目不開放採檢，病人需到總院採檢	採檢注意事項	傳送條件	
外科病理組	8121	外科病理組織費用單	不開放			
細胞病理組	8122	細胞學檢驗單	不開放			
細胞遺傳組	8130	細胞遺傳檢驗單	開放	8130123 體液染色體不開放 8130025 腫瘤組職染色體不開放	冷藏傳送，需當天採、送達	
分子診斷組	8234	組織符合抗原檢驗單	開放	8234005 T Lymphocyte Crossmatch 8234006 B Lymphocyte Crossmatch *病人需到總院採檢	採檢後不離心，WBC<3000必須多抽一管	室溫傳送，需當天採、送達
	8290	癌症及基因分子診斷檢驗單	開放		採檢後不離心	室溫傳送，需當天採、送達
生化組	8211	自動化生化免疫檢驗單	開放	8211119(ICG)	1. 紅蓋黃環管採檢後需離心 2. 8211316 (RF)請用紅頭管(需離心) 3. 8211350 (Vit B12)、8211351 (Folate)、8211352 (RBC Folate)需空腹、避光 4. 8211355 (Homocysteine)、 8211357 (ACTH) 採檢後需冰浴傳送	1. 8211347 (C3)、8211348 (C4)、8211349 (PTHi)、8211350 (Vit B12)、8211351 (Folate)、8211355 (Homocysteine)、 8211357(ACTH) ，檢體Clot後馬上離心，檢體冷藏當天送達。 2. 8211352 (RBC Folate)不可冷凍不需離心，當天冷藏送達。 3. 除上述項目外，其餘當天採檢當天冷藏送達。
	8212	特殊生化檢驗單	開放	1. 8212048 (Pyruvate) 2. 遺傳疾病：8212137、8212141(代謝產物串聯質譜儀)、8212150(Pompe Disease)、8212151~8212152(Fabry Disease)、8212154(MMA)、8212155(Amino acid analysis) 3. 毒物檢驗：8212301(Methanol)、8212153(PCDF and PCBs)、8212302(Thiocyanide)、8212303(Cyanide)、8212304(CHE)、8212305(Paraquat)	1. 紅蓋黃環管及紅頭管採檢後需離心，紅頭管請分裝。 2. 8212078 (LD EP)檢體不可冷藏或冷凍 3. 8212080 (Lipoprotein EP)請先與總院生化組聯絡	除8212078 (LD EP)室溫傳送外，其餘當天採檢當天冷藏送達
	8213	尿液體液生化檢驗單	開放		1. 8213105(δ -ALA)、8213106(Porphobilinogen)需避光 2. 8213101(VMA)、8213102(5-HIAA)、8213104 (17-OHCS)、8213105(δ -ALA)、8213106(PBG)、8213109(CATE)，需收集24小時尿液(添加10 mL 6N HCl處理)，採檢10mL尿液兩管並記錄24小時尿量於檢驗單。	室溫、需當天採當天送達
	8261	緊急生化檢驗單	開放	8261156 (Ketone β-HB) 8261150 (Gas)、8261151(Gas)、8261121(Gas)、8261124(CO) *非血液類檢體，不開放	1. 採檢後需離心，紅頭管請分裝。 2. 灰頭管(Lac)與 紫頭管 (Amon)採檢後需冰浴傳送，離心後請分裝。	當天採檢當天冷藏送達

組別	表單	檢驗單是否開放於斗六分院採檢	檢驗單開放採檢，但下列項目不開放採檢，病人需到總院採檢	採檢注意事項	傳送條件	
血液組	8221	一般血液檢驗單	開放	8221008 ESR、8221026 Betke Stain、8221033 RBC Fragility (RT)、8221034 RBC Fragility (incubation)、8221035 CD4 lymphocyte count panel *ESR:放太久結果會假性上升，故不開放	採檢後不離心	室溫傳送，需當天送達； 若有人工DC，先製作一推片及一拉片。 RBC morp，先製作二片推片。 不接受隔日檢體
	8222	血液凝固因子檢驗單	開放	8222026 Bleeding Time (Ivy)	採檢後離心；以塑膠管分裝	若當日速達，冷藏傳送；若無法當日送達，需保存於冷凍(<-20℃)，並以冷凍傳送。
	8262	緊急血液檢驗單	開放	8262208 ESR *ESR:放太久結果會假性上升，故不開放	紫頭管：採檢後不離心 天藍頭管：採檢後離心，並以塑膠管分裝	紫頭管室溫傳送，需當天送達； 若有人工DC，先製作一推片及一拉片。 不接受隔日檢體。 天藍頭管：若當日速達，冷藏傳送；若無法當日送達，需保存於冷凍(<-20℃)，並以冷凍傳送。
	8223	細胞標記檢驗單	不開放			
	8224	血液科特殊檢驗單	不開放			
	8265	體液檢驗單	不開放			
血清免疫組	8231	血清免疫檢驗單	開放	8231332 Screening of cryoprotein 8231388 latent tuberculosis infection (QuantiFERON)	一般通則：單項最低檢體量3 mL，視項目多寡增加檢體量，採檢後離心。 例外項目：8231353 Cold hemagglutinin test未離心前請勿冷藏	開放項目當天或隔天送達均可 當天可送達：室溫或冷藏傳送 隔天送達：冷藏傳送
鏡檢組	8263	緊急尿糞檢驗單	不開放			
	8264	常規尿液檢驗單	不開放			
	8266	精液檢驗單	不開放			
	8267	常規糞便檢驗單	不開放			
微生物組	8240	細菌及黴菌培養檢驗報告單	開放		採檢需知及存放溫度請參考網頁或電話詢問總院	1. 需當天可傳送回總院檢體才收件 2. 培養基類請室溫傳送

組別	表單		檢驗單是否開放於斗六分院採檢	檢驗單開放採檢，但下列項目不開放採檢，病人需到總院採檢	採檢注意事項	傳送條件
病毒組	8236	病毒培養及快速診斷檢驗單	開放		<p>1. 一般檢體：2-8℃冷藏傳送；血液類檢體請見以下第三點說明。</p> <p>2. 披衣菌／淋病雙球菌核酸檢驗項目（8236411、8236412、8236413）：</p> <p>（1）拭子檢體：請於採檢後，將棉棒置入BD MAX UVE 樣品緩衝液管內折斷，旋緊瓶蓋，再以2-8℃冷藏傳送。</p> <p>（2）尿液檢體：將尿液檢體進行Vortex至少 15秒以上，使用刻度滴管將約1mL 尿液移至BD MAX UVE 樣品緩衝液管，蓋上管蓋，上下倒置檢體管3-4次，確保檢體及試劑混合均勻，再以2-8℃冷藏傳送。</p> <p>3. 血液類檢體請依規定時間傳送，不符規定則退件。</p> <p>（1）「病毒培養及鑑定」（8236101）、巨細胞病毒快速培養法（8236201）之血液檢體（深綠頭管）以”室溫”傳送。*採檢當日送達病毒組，否則不予受理。</p> <p>（2）病毒核酸檢驗之血液檢體（紫頭管/紅蓋黃環管）採集，需於6小時內完成血漿/血清之分離，以800g（2000 RPM）離心20分鐘，將血漿/血清分裝至康試管（至少1.5 mL），2-8℃冷藏傳送。</p> <p>（3）例外項目：HHV-6 PCR（8236812）血液檢體不需離心，以全血2-8℃冷藏傳送。</p>	需當天送達，冷藏傳送
血庫組	8257	血庫檢驗單	不開放			
	8250	備血單	不開放			